

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gnb2 토끼 다클로날 항체 - P62879

품목 번호: CM0029304



### 소개

인간 GNB2 (G protein subunit beta-2)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. G 단백질 신호 전달 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GNB2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2                                   |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 2783                                                         |
| 유전자 ID      | 2783                                                         |
| 면역원         | 인간 GNB2 (NP_005264.2)의 아미노산 1-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클로날 항체                                                      |
| 응용          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                   |
| SWISS       | P62879                                                       |
| 단백질 분자량     | 37kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                         |