

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gnb3 토끼 다클론 항체 - P16520

품목 번호: CM0015752

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 다클론 GNB3 항체입니다. GPCR 신호 전달의 핵심 G 단백질 베타 서브유닛인 인간, 마우스, 랫드 GNB3와 반응합니다. 신호 전달 및 망막 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNB3 토끼 pAb
비고/별칭	HG2D, CSNB1H, GNB3
종	인간
유전자 ID (인간)	2784
유전자 ID	2784
면역원	인간 GNB3 (NP_002066.1)의 아미노산 1-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16520
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩