

Wb, Elisa용 항-Gnb5 다클론 항체 - O14775

품목 번호: CM0031020



소개

인간 GNB5(Gbeta5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경과학, GPCR 신호 연구에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. RGS 단백질 활성화 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNB5 토끼 pAb
비고/별칭	GB5, HG2E, IDDC, LADCI, gbeta5, GNB5
종	인간
유전자 ID (인간)	10681
유전자 ID	10681
면역원	인간 GNB5 (NP_006569.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O14775
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스팩