


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gne 폴리클로날 항체 - Q9Y223

품목 번호: CM0024995



소개

GNE(이중 기능성 UDP-N-아세틸글루코사민 2-에피머레이스/N-아세틸만노사민 키나제)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 시알산 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNE Rabbit pAb
비고/별칭	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
종	인간
GeneID (인간)	10020
GeneID	10020
면역원	인간 GNE (NP_001121699.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y223
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백