

Anti-Gng10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P50151

품목 번호: CM0027407

소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-GNG10 토끼 폴리클론항체. 7 kDa G 단백질 서브유닛인 인간, 마우스, 랫트 GNG10을 인식하며, 이는 막횡단 신호전달에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNG10 Rabbit pAb
비고/별칭	GNG10
종	인간
GeneID (인간)	2790
GeneID	2790
면역원	재조합 단백질 인간 GNG10 (NP_001017998.1)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P50151
단백질 분자량	7kDa
배송	아이스팩