

Wb, Elisa용 Anti-Gng7 토끼 다클로날 항체 - O60262

품목 번호: CM0014405

소개

인간 GNG7(HG3B)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 예상 분자량 8 kDa 단백질입니다. G 단백질 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNG7 Rabbit pAb
별칭	HG3B, GNG7
종	인간(Human)
유전자 ID	2788
면역원	인간 GNG7 (NP_443079.1)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주 종	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
UniProt 액세스션 번호	O60262
예상 분자량	8 kDa
배송 조건	아이스백(Ice bag)