


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Gngt1 토끼 다클론 항체 - P63211

품목 번호: CM0018756



소개

WB, IF-P, ELISA용 GNGT1(구아닌 뉴클레오타이드 결합 단백질 G(T) 소단위체 감마-T1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 막관통 신호전달 연구에 적합합니다. P63211.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNGT1 토끼 pAb
비고/별칭	GNG1; HG3G1; GNGT1
종	인간
유전자 ID(인간)	2792
유전자 ID	2792
면역원	제조항 단백질 인간 GNGT1(NP_068774.1)의 아미노산 1~45에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P63211
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스팩