

Wb 및 Elisa용 Anti-Gngt2 폴리클로날 항체 - O14610

품목 번호: CM0027658

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-GNGT2 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 GNGT2(막관통 신호 전달에 관여하는 G 단백질 감마 서브유닛)를 검출합니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNGT2 Rabbit pAb
비고/별칭	GNGNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2793
GeneID	2793
면역원(Immunogen)	인간 GNGT2 (NP_113686.1)의 아미노산 1-69에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O14610
단백질 분자량(Protein Weight)	8kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)