

Wb, Elisa용 Anti-Gnl1 토끼 다클론 항체 - P36915

품목 번호: CM0018945

소개

재조합 단백질을 사용하여 제조한 GNL1(HSR1) 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. GTP 결합 단백질 및 조직적합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNL1 토끼 pAb
비고/별칭	HSR1, GNL1
종	인간
GeneID (인간)	2794
GeneID	2794
면역원	인간 GNL1(NP_005266.2)의 아미노산 1~180번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36915
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩