


## Wb 및 Elisa용 항-Gnmt 다클론 항체 - Q14749

품목 번호: CM0025267



### 소개

인체 GNMT를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 글리신 메틸화 및 간 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GNMT 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | HEL-S-182mP; GNMT                                          |
| 종           | 인체                                                         |
| GeneID (인체) | 27232                                                      |
| GeneID      | 27232                                                      |
| 면역원         | 인체 GNMT(NP_061833.1)의 아미노산 1-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처          | 토끼                                                         |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                     |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 마우스, 쥐                                                     |
| SWISS       | Q14749                                                     |
| 단백질 무게      | 33kDa                                                      |
| 배송          | 아이스팩                                                       |