


Anti-Gnpda1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P46926

품목 번호: CM0018349



소개

글루코사민-6-인산 탈아미노효소 1을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 GNPDA1을 검출하며, N-말단 재조합 단백질에 대해 제작되었습니다. 헥소사민 경로 및 히알루로난 합성 연구를 위한 연구용입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GNPDA1 Rabbit pAb
비고/별칭	GPI, HLN, GNPI, GNPI, GNPDA, GNPDA1
종	인간
GeneID (human)	10007
GeneID	10007
면역원	인간 GNPDA1 (NP_005462.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P46926
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백