

Anti-Gnpnat1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q96Ek6

품목 번호: CM0018837



소개

인간 GNP NAT1 (Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 골지체 및 엔도솜 막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNPNAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	GNA1; GNP NAT; Gpnat1; RHZDAN; GNP NAT1
종	인간
유전자 ID (인간)	64841
유전자 ID	64841
항원	인간 GNP NAT1 (NP_932332.1)의 아미노산 1-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96EK6
단백질 크기	21kDa
배송	아이스 팩