

Wb, Elisa용 항Gnrh2 토끼 다클론 항체 - O43555

품목 번호: CM0030137

소개

인간 GNRH2(프로고나도리베린-2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 생식 생물학 및 호르몬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNRH2 토끼 pAb
비고/별칭	GnRH-II; LH-RHII; GNRH2
종	인간
유전자ID (인간)	2797
유전자ID	2797
면역원	인간 GNRH2 (NP_001492.1)의 아미노산 24-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43555
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩