


Wb, Elisa용 항-Gnrhr 토끼 다클론 항체 - P30968

품목 번호: CM0015561



소개

인간 GNRHR(성선자극호르몬 방출 호르몬 수용체)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 생식 내분비학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNRHR 토끼 pAb
비고/별칭	HH7; GRHR; LRHR; LHRHR; GNRHR1; GNRHR
종	인간
유전자 ID	2798 (인간)
면역원	인간 GNRHR (NP_000397.1)의 아미노산 1-80 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30968
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩