

## Wb 및 Elisa용 Anti-Gnt-V/Mgat5 토끼 다클론 항체 - Q09328

품목 번호: CM0013663



### 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 GNT-V/MGAT5(GlcNAc-T V) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 종을 검출합니다. N-글리칸 생합성, 세포 신호 전달, 세포 접착 및 이동 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GNT-V/MGAT5 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5                      |
| 종           | 인간                                                                  |
| 유전자 ID (인간) | 4249                                                                |
| 유전자 ID      | 4249                                                                |
| 면역원         | 인간 GNT-V/MGAT5(NP_002401.1)의 아미노산 627-741에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처          | 토끼                                                                  |
| 분류          | 다클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                             |
| SWISS       | Q09328                                                              |
| 단백질 분자량     | 85kDa                                                               |
| 배송          | 아이스팩                                                                |