

Anti-Golga1 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q92805

품목 번호: CM0017044

소개

인간 GOLGA1 (골진-97)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 랫트에 반응. 골지체 수송 및 E-카드헤린 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GOLGA1 Rabbit pAb
비고/별칭	golgin-97; GOLGA1
종	인간
유전자 ID (인간)	2800
면역원	인간 GOLGA1 (NP_002068.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q92805
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백