


Anti-Golga4 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q13439

품목 번호: CM0007456



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-GOLGA4 Rabbit 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 소포 수송에 관여하는 trans-골지체 네트워크 단백질을 표적으로 합니다. 골지체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOLGA4 Rabbit mAb
비고/별칭	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
종	인간
GeneID (인간)	2803
GeneID	2803
면역원	인간 GOLGA4의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_002069.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13439
단백질 분자량	261kDa
배송	아이스백