


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Golga4 폴리클론항체 - Q13439

품목 번호: CM0015775



소개

인간 GOLGA4 (골진-245, p230)를 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스, 래트와 교차반응. 골지체 이동 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOLGA4 토끼 pAb
비고/별칭	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
종	인간
유전자 ID (인간)	2803
유전자 ID	2803
면역원	인간 GOLGA4 (NP_002069.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13439
단백질 분자량	261kDa
배송	아이스백