

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Golga5 토끼 다클론 항체 - Q8Tba6

품목 번호: CM0017993

소개

스택 형성과 역행 수송에 관여하는 골지체 막 단백질인 인간 GOLGA5(Golgin-84)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 골지체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOLGA5 토끼 pAb
비고/별칭	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
종	인간
GeneID (인간)	9950
GeneID	9950
면역원	재조합 단백질(아미노산 1-300)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TBA6
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백