

Anti-Golga7 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q7Z5G4

품목 번호: CM0023848



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션용 인간 GOLGA7 (GCP16)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 GOLGA7를 모두 검출하며, 골지 수송 및 팔미토일화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOLGA7 Rabbit pAb
비고/별칭	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	51125
항원(Immunogen)	인간 GOLGA7 (NP_001167595.1)의 아미노산 1-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q7Z5G4
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)