

웨스턴 블롯(Wb), 간접 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Golgin-45 (Blzf1) 폴리클로날 항체 - Q9H2G9

품목 번호: CM0030613

소개

골지 단백질-45 (BLZF1)를 표적으로 하는 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간과 마우스와 반응합니다. 골지체 구조 및 소포체-골지체 수송에 필수적이며, 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BLZF1 Rabbit pAb
비고/별칭	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
종	인간
GeneID (인간)	8548
GeneID	8548
면역원	인간 BLZF1 (NP_003657.1)의 아미노산 1-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H2G9
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백