

Anti-Golph2 단클론 항체, Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 - Q8Nbj4

품목 번호: CM0006906



소개

WB, IF, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 단클론 GOLPH2 항체. 바이러스성 간염에서 발현이 증가하는 골지 막 단백질인 인간, 마우스, 래트 GP73/GOLM1을 인식합니다. 간 질환 및 상피 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
종	인간
유전자 ID (인간)	51280
유전자 ID	51280
면역원	인간 GOLPH2 (NP_057632.2)의 아미노산 250-350번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NBJ4
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩