

Anti-Golph2 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q8Nbj4

품목 번호: CM0013483



소개

인간 GOLPH2(GP73, GOLM1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 간 질환 및 골지체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GOLPH2 토끼 pAb
비고/별칭	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
종	인간
GeneID (인간)	51280
GeneID	51280
면역원	인간 GOLPH2(NP_057632.2)의 아미노산 112-401에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NBJ4
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스백