

Anti-Golph2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nbj4

품목 번호: CM0002929



소개

인간 GOLPH2 (GP73)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 표적 단백질의 분자량은 45 kDa이며, SWISS ID는 Q8NBJ4입니다. 골지체 기능 연구 및 바이러스성 간 질환 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOLPH2 Rabbit mAb
비고/별칭	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51280
GeneID	51280
면역원(Immunogen)	인간 GOLPH2 (Q8NBJ4)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8NBJ4
단백질 분자량(Protein Weight)	45 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)