


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Golph3 다클론 항체 - Q9H4A6

품목 번호: CM0018637



소개

인간 GOLPH3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 골지 막 수송, 세포 이동 및 mTOR 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	GOLPH3 토끼 pAb
비고/별칭	GOPPI, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
종	인간
유전자ID (인간)	64083
유전자ID	64083
면역원	인간 GOLPH3 (NP_071413.1)의 아미노산 1-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9H4A6
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩