

Wb, Elisa용 Anti-Golph4 단일클론 항체 - O00461

품목 번호: CM0003766

소개

이 고품질 토끼 단일클론 항체는 인간 샘플에서 GOLPH4(GPP130)를 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되어 엔도솜에서 골지체로의 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOLPH4 Rabbit mAb
비고/별칭	P138; GIMPC; GOLPH4; GPP130
종	인간
GeneID (Human)	27333
면역원	합성 펩타이드 인간 GOLPH4(O00461)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00461
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백