

Wb, Elisa용 Anti-Gorab 폴리클로날 항체 - Q5T7V8

품목 번호: CM0023053

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 GORAB 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 GORAB를 타겟으로 하며, 이는 COPI 매개 트래피킹 및 당화에 관여하는 골지 단백질입니다. IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GORAB Rabbit pAb
비고/별칭	GO; NTKLBP1; SCYL1BP1; GORAB
종	Human
Gene ID	92344
면역원	인간 GORAB (NP_001139511.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q5T7V8
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백