

Anti-Gosr2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14653

품목 번호: CM0026298



소개

WB 및 ELISA에 검증된 인간 GOSR2(membrin, GS27)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 골지 수송 연구 및 SNARE 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOSR2 Rabbit pAb
비고/별칭	Bos1; EPM6; GS27; MYOS; GOSR2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9570
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14653
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)