

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Got1 폴리클로날 항체 - P17174

품목 번호: CM0027481



소개

인간 GOT1(세포질 아스파테이트 아미노전이효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. ~46 kDa. 글루타메이트 대사, 신경보호, 간 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOT1 Rabbit pAb
비고/별칭	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
종	인간
유전자 ID (인간)	2805
유전자 ID	2805
면역원	인간 GOT1 (NP_002070.1)의 아미노산 244-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P17174
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백