

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Got1 토끼 단일클론 항체 - P17174

품목 번호: CM0002542



소개

사람 GOT1에 대한 고성능 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드에 반응하며; 46 kDa 단백질입니다. 신경과학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GOT1 Rabbit mAb
비고/별칭	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	2805
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 GOT1 (NP_002070.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P17174
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)