

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Got2 토끼 다클론 항체 - P00505

품목 번호: CM0025485



소개

인간 GOT2(미토콘드리아 아스파르테이트 아미노전이효소, 키누레닌 아미노전이효소 4)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 대사, 신경학 및 지방산 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GOT2 토끼 pAb
비고/별칭	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
종	인간
유전자 ID (인간)	2806
유전자 ID	2806
면역원	인간 GOT2 (NP_002071.2)의 아미노산 30-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00505
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스백