

Wb 및 Elisa용 Anti-Gp2 Rabbit Polyclonal Antibody - P55259

품목 번호: CM0027546



소개

인간 GP2 (ZAP75)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. M세포 트랜스사이토시스 수용체로서 점막 면역 반응에 관여하는 GP2를 검출하는데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ZAP75; GP2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2813
면역원(Immunogen)	인간 GP2 (NP_001007243.2)의 아미노산 111-387에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P55259
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)