

Wb, Elisa용 Anti-Gp2 Rabbit Polyclonal Antibody - P55259

품목 번호: CM0014001



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 GP2 (ZAP75)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 가집니다. M세포 트랜스사이토시스 및 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ZAP75; GP2
종(Species)	Human
유전자 ID	2813
면역원(Immunogen)	인간 GP2 (NP_001007243.2)의 아미노산 111-387에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	P55259
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	Ice bag