

Fc, Elisa용 항-Gp6/Gpvi 단일클론 항체 - Q9Hcn6

품목 번호: CM0004079



소개

인간 GP6/GPVI를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈전증 및 지혈 연구에서 혈소판 콜라겐 수용체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GP6/GPVI Rabbit mAb
비고/별칭	GPIV; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
종	인간
GeneID (Human)	51206
GeneID	51206
면역원	인간 GP6/GPVI (NP_057447.5)의 아미노산 21-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HCN6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백