

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Gpa33 폴리클로날 항체 - Q99795

품목 번호: CM0014794

소개

재조합 세포 외 도메인으로 면역시킨 토끼 항-GPA33 폴리클로날 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트 GPA33와 반응합니다. 위장관 암 진단 및 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPA33 Rabbit pAb
비고/별칭	A33; GPA33
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10223
GeneID	10223
항원(Immunogen)	사람 GPA33 (NP_005805.1)의 아미노산 22-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
용(Applications)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99795
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)