

Anti-Gpa33 Rabbit Monoclonal Antibody - Q99795

품목 번호: CM0011626

소개

인간 GPA33(세포 표면 A33 항원)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF, IHC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 위장관 및 대장암 연구에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPA33 Rabbit mAb
비고/별칭	A33; GPA33
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10223
유전자 ID	10223
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q99795
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 백(Ice bag)