


Wb 및 Elisa용 Anti-Gpc1 폴리클로날 항체 - P35052

품목 번호: CM0017773



소개

인간 GPC1 (Glypican-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 신호 전달, 프리온 생물학 및 수초화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPC1 Rabbit pAb
비고/별칭	glypican; GPC1
종	Human
GeneID (인간)	2817
GeneID	2817
면역원	인간 GPC1 (NP_002072.2)의 아미노산 290-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35052
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩