

Wb 및 Elisa용 Anti-Gpc4 토끼 다가클로날 항체 - O75487

품목 번호: CM0016575

소개

이 토끼 다가클로날 항체는 GPC4 (K-glypican)를 타겟으로 하며, WB 및 ELISA 실험에 적합합니다. 인간(Human) 및 마우스(Mouse) 종과 교차 반응합니다. 단백질 분자량은 약 62kDa입니다. 세노관 발달 및 중추신경계에서의 글리피칸-4 기능 조사에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	GPC4 Rabbit pAb
비고/별칭	KPTS; K-glypican; GPC4
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	2239
GeneID	2239
면역원(Immunogen)	인간 GPC4 (NP_001439.2)의 아미노산 357-556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다가클로날 항체)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	O75487
단백질 분자량(Protein Weight)	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)