

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gpc6 폴리클로날 항체 - Q9Y625

품목 번호: CM0028065

소개

이 GPC6 토끼 폴리클로날 항체(pAb)는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 항체는 WNT5A 신호 전달에 관여하는 헤파란 황산 프로테오글리칸인 인간 및 마우스 GPC6을 인식하며, 분자량은 63 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPC6 Rabbit pAb
비고/별칭	OMIMD1; GPC6
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10082
GeneID	10082
면역원(Immunogen)	인간 GPC6 (NP_005699.1)의 아미노산 320-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9Y625
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)