

Anti-Gpd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P21695

품목 번호: CM0027572



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 GPD1 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 연구 응용에서 글리세롤 대사 및 간 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	GPD1 Rabbit pAb
비고/별칭	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
종	인간
GeneID (Human)	2819
GeneID	2819
면역원	인간 GPD1 (NP_005267.2)의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21695
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백