

Wb, Elisa용 Anti-Gpd2 폴리클로날 항체 - P43304

품목 번호: CM0026949

소개

인간 GPD2(미토콘드리아 글리세롤-3-인산 탈수소효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스/쥐와 교차 반응합니다. 대사 질환 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPD2 Rabbit pAb
비고/별칭	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	2820
GeneID	2820
면역원(Immunogen)	인간 GPD2 (NP_000399.3)의 아미노산 25-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	P43304
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스백