

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gpd2 토끼 단일클론 항체 - P43304

품목 번호: CM0009446

소개

CamelBio는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-GPD2 토끼 단일클론 항체(P43304)를 제공합니다.
채장 베타세포의 포도당 감지에 중요한 미토콘드리아 글리세롤-3-인산 탈수소효소인 인간 및 랫드 GPD2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPD2 토끼 mAb
비고/별칭	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
종	인간
유전자 ID	2820 (인간)
면역원	인간 GPD2(NP_000399.3)의 아미노산 43-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
제조 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P43304
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩