

Wb, Elisa용 항-Gpd2 토끼 다클론 항체 - P43304

품목 번호: CM0023305

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 인간 GPD2(미토콘드리아 글리세롤-3-인산 탈수소효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. 췌장 베타 세포 포도당 감지의 핵심 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	항-GPD2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	GDH2, GPDM, mGDH, mGPDH, GPD2
종	인간
유전자 ID (인간)	2820
유전자 ID	2820
면역원	인간 GPD2 (NP_000399.3)의 아미노산 25-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43304
단백질 분자량	81kDa
배송 방식	아이스백