

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gper1 토끼 다클론 항체 - Q99527

품목 번호: CM0017714



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거친 토끼 다클론 GPER1 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 GPER1을 검출합니다. 에스트로겐 신호 전달, 심혈관 및 생식 연구에 적합합니다. Sw-Prot Q99527.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPER1 토끼 pAb
비고/별칭	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
종	인간
GeneID (인간)	2852
GeneID	2852
면역원	재조합 단백질 인간 GPER1의 아미노산 307-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001496.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q99527
단백질 무게	42kDa
배송	아이스팩