

Anti-GpIX/Cd42A/Gp9 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

품목 번호: CM0006582



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 GPIX/CD42a (GP9), 즉 GPIb-V-IX 복합체의 서브유닛을 표적으로 하며 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 지혈 및 혈소판 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPIX/CD42a/GP9 Rabbit mAb
비고/별칭	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
종(Species)	Human
GeneID	2815
항원(Immunogen)	인간 GPIX/CD42a/GP9 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
단일클론 항체	
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P14770
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)