

Anti-Gpm6A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P51674

품목 번호: CM0027902

소개

인간 GPM6A(M6A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차 반응. 신경 세포 분화 및 가소성 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GPM6A Rabbit pAb
비고/별칭	M6A; GPM6; GPM6A
종	인간
GeneID (Human)	2823
GeneID	2823
면역원	인간 GPM6A (NP_005268.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51674
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백