

Anti-Gpn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hcn4

품목 번호: CM0014243

소개

인간 GPN1(XAB1/MBDIN)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차반응합니다. RNA 중합효소 II 조립 및 핵 수입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPN1 Rabbit pAb
비고/별칭	XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1
종	인간
유전자 ID	11321
면역원	인간 GPN1 (NP_009197.2)의 아미노산 255-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9HCN4
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백