

Wb 및 Elisa용 Anti-Gpnmб 토끼 다클로날 항체 - Q14956

품목 번호: CM0018545

소개

인간 GPNMB (NMB, HGFIN)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 내인성 단백질을 ~64 kDa에서 검출하며, 종양학 및 피부과 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPNMB Rabbit pAb
비고/별칭	NMB; HGFIN; PLCA3; GPNMB
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10457
유전자 ID	10457
면역원	인간 GPNMB (NP_001005340.1)의 아미노산 23-486에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q14956
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백