

## Anti-Gpr108 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Npr9

품목 번호: CM0020990

### 소개

CamelBio는 WB 및 ELISA용 anti-GPR108 토끼 다클로날 항체(LUSTR2)를 제공합니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 골지체 및 AAV 형질도입 연구에 적합합니다. SWISS: Q9NPR9.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | GPR108 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭                    | LUSTR2; GPR108                                                    |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                         |
| GeneID (인간)              | 56927                                                             |
| GeneID                   | 56927                                                             |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 GPR108 (NP_001073921.1)의 아미노산 33-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                        |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                   |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                    |
| SWISS                    | Q9NPR9                                                            |
| 단백질 분자량                  | 61kDa                                                             |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                     |