


Wb, Elisa용 Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2 단클론 항체 - Q8Tds4

품목 번호: CM0004041



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Rabbit anti-GPR109A/HCAR2 단클론 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 아디포넥틴 분비 및 지질 분해를 조절하는 고친화도 니아신 수용체를 표적으로 하며, 대사 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR109A/HM74A/HCAR2 Rabbit mAb
비고/별칭	HCA2; HM74a; HM74b; PUMAG; NIACR1; Puma-g; GPR109A; GPR109A/HM74A/HCAR2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	338442
GeneID	338442
면역원	사람 GPR109A/HM74A/HCAR2 (NP_808219.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TDS4
단백질 크기	42kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)